

Проточные цитометры

ДИА-М
современная лаборатория

Thermo
SCIENTIFIC

Merck

BECKMAN
COULTER

BIO-RAD

- Анализ клеток в иммунологии и регенеративной медицине
- Анализ дрожжей в пивном производстве
- Анализ плоидности при селекции сельскохозяйственных культур

- Компактные и высокопроизводительные
- От 2 до 14 оптических параметров одновременно
- Любые форматы загрузки образцов



ZE-5, Bio-Rad

- Высокоскоростной и универсальный любой формат загрузки образца;
- до 5 лазеров;
- до 13 каналов детекции.



Muse, Merck

- Компактный;
- экономичный;
- 1 лазер;
- 2 канала детекции.



Attune NxT,


Thermo Fisher Scientific

- Высокочувствительный;
- до 4 лазеров;
- до 16 каналов детекции.

Первый проточный цитофлуориметр с визуализацией клеток в поток ImageStreamX Mark II, Merck



- До 6 лазеров;
- до 12 вариантов каналов детекции.



Сортиеры клеток



MoFlo Astrios EQ, Beckman


- Высокоточный сортер для исследовательских задач;
- сортировка 6 фракций;
- до 7 лазеров;
- до 42 каналов детекции.

- Начального и профессионального уровня
- Для исследовательских и рутинных задач
- Компактные и модульные
- От 2 до 6 сортируемых фракций
- До 100 000 событий в секунду




S3e, Bio-Rad

- Компактный сортер для рутинных задач;
- сортировка 2 фракций
- до 2 лазеров;
- до 4 каналов детекции.



Счётчики клеток и анализаторы жизнеспособности

- Анализ жизнеспособности и процента пролиферации
- Стационарные и портативные
- Определение общей концентрации клеток
- Анализ и подсчёт по флуоресцентному сигналу
- Для клеток млекопитающих и дрожжей
- Память на 100 измерений
- Возможность экспорта данных на ПК



Scepter 2.0



TS 20



Countess II F

000 «Диаэм»

www.dia-m.ru

Москва
ул. Магаданская,
д. 7, к. 3
тел./факс:
(495) 745-0508
sales@dia-m.ru

Новосибирск
пр. Акад.
Лаврентьева, д. 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел./факс:
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург
ул. Профессора
Попова, д. 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, д. 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
Представитель
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Армения
Представитель
тел.
094-01-01-73
armenia@dia-m.ru