

# IKA

designed for scientists



## Maxi MR 1 digital

/// Технический паспорт

Мощная магнитная мешалка без функции нагрева.

- Объем перемешивания до 150 л (H<sub>2</sub>O)
- Плоский и прочный стальной корпус
- Неблокируемый мотор
- Плавная регулировка скорости вращения
- Цифровой LED дисплей скорости
- Таймер (0 - 56 минут) или непрерывная работа
- Встроенные интерфейсы USB и RS 232

**ΔΙΑ•M**  
современная лаборатория

[www.dia-m.ru](http://www.dia-m.ru)  
заказ on-line

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Производитель оставляет за собой право технических изменений



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

### Технические данные

Места для перемешивания	1
Макс. Объем (H2O) [l]	150
Производимая мощность привода [W]	35
Диапазон вращающего момента [rpm]	0 - 600
Макс. длина магнитного мешальника [mm]	155
Саморазогрев нагревательной плитки (Т(комн.): 22°C/длительность:1 час) [+K]	18
Нагревательная пластина материал	Нерж. сталь 1.4301
Нагревательная пластина размер [mm]	500 x 500
Таймер	да
Размеры [mm]	505 x 110 x 585
Вес [kg]	21.36
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Разъем RS 232	да
Разъем USB	да
Напряжение [V]	230 / 100 - 120 / 100
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	80
Fuse	2x T4A 250V

**000 «Диаэм»**

**Москва**

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

**www.dia-m.ru**

**С.-Петербург**

+7 (812) 372-6040  
spb@dia-m.ru

**Казань**

+7(843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

**Новосибирск**

+7(383) 328-0048  
nsk@dia-m.ru

**Ростов-на-Дону**

+7 (863) 303-5500  
rnd@dia-m.ru

**Воронеж**

+7 (473) 232-4412  
vrn@dia-m.ru

**Екатеринбург**

+7 (912) 658-7606  
ekb@dia-m.ru

**Йошкар-Ола**

+7 (927) 880-3676  
nba@dia-m.ru

**Кемерово**

+7 (923) 158-6753  
kemerovo@dia-m.ru

**Красноярск**

+7(923) 303-0152  
krsk@dia-m.ru

**Армения**

+7 (094) 01-0173  
armenia@dia-m.ru

