



pH-метры Ohaus



Исследовательский стационарный pH-метр Starter 3100

от 44 000 руб.

- Диапазон pH — $-2,00 \dots 16,00 \pm 0,01$;
- калибровка по трем точкам;
- автоматическое распознавание буферов;
- сохранение в памяти данных калибровки;
- индикаторы состояния калибровки и состояния электрода;
- память на 99 последних результатов;
- функция самодиагностики;
- ЖК дисплей с подсветкой;
- эргономичный держатель электродов;
- порт RS232.



Базовый стационарный pH-метр Starter 2100

от 35 000 руб.

- Диапазон pH — $0,00 \dots 14,00 \pm 0,01$;
- калибровка по одной или двум точкам;
- автоматическое распознавание буферов;
- сохранение в памяти данных калибровки;
- индикаторы состояния калибровки и состояния электрода;
- встроенный держатель электрода.



Портативный pH-метр Starter 300

от 17 000 руб.

- Диапазон pH — $0,00 \dots 14,00 \pm 0,01$;
- калибровка по трем точкам;
- автоматическое распознавание буферов;
- автоматическая или ручная термокомпенсация;
- индикаторы состояния калибровки;
- память на 30 последних результатов;
- класс защиты IP 54.



Карманный pH-метр Starter 10 / 20

от 4 000 руб.

- Диапазон pH — $0,0 \dots 14,0$;
- разрешающая способность: 0,1 (St 10) и 0,01 (St 20);
- защитный колпачок;
- 4 мини-батареи;
- калибровка по трем точкам (St 20);
- класс защиты IP67.



Москва ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru



Новосибирск
пр. Акад.
Лаврентьева, 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
Оренбургский
тракт, 20
тел./факс:
(843) 277-6040
kazan@dia-m.ru

Санкт-Петербург
ул. Профессора
Попова, 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Кондуктометры

Исследовательский стационарный кондуктометр Starter 3100C

от 46 000 руб.

- Диапазон измерений:
 - 0,00 мкСм/см ... 199,9 мСм/см;
 - 0,0001...199,9 г/л (TDS);
 - 0,00...19,99 psu (соленость);
 - 0...100 °C;
- выбор режимов измерения удельной электропроводности, солености и общего содержания одним нажатием кнопки;
- калибровка по одной точке;
- четырехэлектродный датчик не подвержен поляризации и загрязнению;
- автоматическая термокомпенсация;
- память на 99 последних результатов;
- эргономичный держатель электрода;
- ЖК дисплей с подсветкой;
- порт RS232.



Портативный кондуктометр Starter 300C

от 17 000 руб.

- Диапазон измерений:
 - 0,0 мкСм/см ... 199,9 мСм/см;
 - 0,0001 ... 199,9 г/л (TDS);
 - 0 ... 100 °C;
- калибровка по одной точке;
- четырехэлектродный датчик не подвержен поляризации и загрязнению;
- автоматическая термокомпенсация;
- память на 30 последних результатов;
- класс защиты IP 54.

Карманный кондуктометр Starter 10C / 20C

от 6000 руб.

- Диапазон измерений:
 - 0,0 ... 199,9 мкСм/см $\pm 0,1$ (C-C);
 - 0 ... 1999 мкСм/см ± 1 (C-B);
- защитный колпачок;
- 4 мини-батареи;
- класс защиты IP67.

Оксиметры



Портативный оксиметр Starter 300D

от 33 000 руб.

- Диапазон измерений:
 - 0,0 ... 199,9%, 200 ... 400%;
 - 0,00 ... 19,99 мг/л, 20,0 ... 45,0 мг/л;
 - 0,00 ... 19,99 ppm, 20,0 ... 45,0 ppm;
 - 0 ... 50 °C;
- калибровка по одной или двум точкам;
- автоматическая термокомпенсация;
- индикаторы состояния калибровки;
- память на 30 последних результатов;
- класс защиты IP 54.

Измерители ОВП, солемеры

Карманный солемер Starter 10S / 20S

от 5000 руб.

- Диапазон измерений:
 - 0,0–10,0 ppt $\pm 0,1$ (St 10S);
 - 0,0–80,0 ppt $\pm 0,1$ (St 20S);
- защитный колпачок;
- 4 мини-батареи;
- класс защиты IP67.

Карманный измеритель общего содержания Starter 10T/20T

от 5000 руб.

- Диапазоны измерений:
 - 0,0–100,0 мг/л $\pm 0,1$ (T-A);
 - 0–1000 мг/л ± 1 (T-B);
- защитный колпачок;
- 4 мини-батареи;
- класс защиты IP67

Карманный измеритель ОВП Starter 10R/20R

от 7000 руб.

- Диапазон — 1000–1000 мВ ± 2 ;
- защитный колпачок;
- 4 мини-батареи;
- класс защиты IP67.

