

Септы для капиллярных генетических анализаторов

ДИАМ
сервисная лаборатория

Новые септы отечественного производителя на складе Диаэм!



S-3500

S-3501

S-3502

S-3503

S-3504

S-3505

S-3500	Септа для 96-луночных планшет, совместимая с генетическими анализаторами, 20 шт/уп, Sovtech
S-3501	Септа для контейнера с катодным буфером для генетических анализаторов на 16 лунок, 20 шт./уп., Sovtech
S-3502	Септы для контейнера с катодным буфером для капиллярных секвенаторов серии 3500, 20 шт./уп., Sovtech
S-3503	Септа для 96-луночных планшет, совместимая с генетическими анализаторами (отрывная), 20 шт/уп, Sovtech
S-3504	Септа-стрип для 96-луночных планшет, совместимая с генетическими анализаторами, 24 шт/уп, Sovtech
S-3505	Септа одиночная для 96-луночных планшет, совместимая с генетическими анализаторами, 500 шт/уп, Sovtech

Совместимы с любыми моделями генетических анализаторов!

SeqStudio, 3500/3500XL, 3130/3130xl, 3730/3730xl, Honor 1616, Нанофор-05

S-3503	Септа для 96-луночных планшет, совместимая с генетическими анализаторами (отрывная), 20 шт/уп, Sovtech
S-3504	Септа-стрип для 96-луночных планшет, совместимая с генетическими анализаторами, 24 шт/уп, Sovtech
S-3505	Септа одиночная для 96-луночных планшет, совместимая с генетическими анализаторами, 500 шт/уп, Sovtech

S-3503 – имеет перфорированную структуру вертикальных рядов, что позволяет пользователю оторвать нужное количество и закрыть только целевые ряды планшета, а оставшуюся часть использовать в следующий раз;
S-3504 – позволяет закрыть один вертикальный ряд 96-луночного планшета или стрип 8 пробирок;
S-3505 – позволяет закрыть одну лунку планшета или стрипа, может быть удобна при проведении повторного электрофореза с единичным количеством образцов или лабораториям с небольшим (единичным) ежедневным количеством образцов на запуск.

Капиллярный генетический анализатор Нанофор-05 Синтол

- 8 капилляров
- 7 флуоресцентных каналов
- твердотельный лазер 488 нм
- напряжение от 0,1 до 15 кВ
- планшет 96×0,2 мл
- русскоязычное ПО
- ПО для вторичного анализа данных в комплекте
- открытая система, совместимая с различными расходными материалами (полимер, буфер)
- РУ № РЗН 2015/3474 от 11 марта 2022 года



000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru



Расходные материалы «Восток» для электрофореза на капиллярных генетических анализаторах

Расходные для генетических анализаторов Applied Biosystems 3500/3500xl

- поставляются в пакетах на 384 и 960 образцов, совместимых с прибором
- RFID-метки совместимы с любой версией Data Collection software
- не требуют калибровки и валидации, полностью аналогичны полимерам POP-4 и POP-7
- готовые 1-кратные растворы катодного и анодного буферов (заливаются в пустой контейнер)
- полностью аналогичны буферам Applied Biosystems
- RFID-метки в комплекте



375.17014
375.17013
375.17016
375.17012
375.17011
375.17010
375.17009

Буфер для генетических анализаторов серии 3500 «БУФЕР-СЕ Катодный», 4 шт
Буфер для генетических анализаторов серии 3500 «БУФЕР-СЕ Катодный», 4 шт
Раствор для промывки генетических анализаторов серии 3500 «Клин-Сек 3500»
Полимер «Восток-7» для генетических анализаторов серии 3500, 384 образца
Полимер «Восток-7» для генетических анализаторов серии 3500, 960 образцов
Полимер «Восток-4» для генетических анализаторов серии 3500, 384 образца
Полимер «Восток-4» для генетических анализаторов серии 3500, 960 образцов

Расходные для генетических анализаторов 3100, 3130, Honor 1616, Нанофор-05



375.17003
375.17002
375.17001
375.17008
375.17007

Буфер для генетических анализаторов «БУФЕР-СЕ» (10X), 1 шт. / 25 мл
Полимер «Восток-4» для генетических анализаторов, 3,5 мл
Полимер «Восток-4» для генетических анализаторов, 7 мл
Полимер «Восток-7» для генетических анализаторов, 3,5 мл
Полимер «Восток-7» для генетических анализаторов, 7 мл

Высокоочищенный (Hi-Di) формамид для секвенирования и фрагментного анализа!

375.17005
375.17004

Формамид для молекулярной биологии: «Формамид-СЕ», 5 мл
Формамид для молекулярной биологии: «Формамид-СЕ», 25 мл

