



GLASS
BORO
3.3

WHITE
PRINTING

Chemical
Resistant



Buy Now!

Flask, Distillation

- Made from ASTM E-438 Type 1, Boro 3.3 heat resistance glass
- Complies with ASTM E-133, ASTM D-86, D-233, D-801, D 802 & E 1405

Item Code	Capacity (ml)	Dia. (mm)	Height (mm)	Side Dia (mm)	Arm Length	Pack of
073.202.03*	100	65	215	7	100	2
073.205.01	125	68	215	7	100	2
073.202.04	250	85	226	9	130	2
073.202.05*	500	105	240	9	130	2

* Non ASTM

Flask, Distillation

- Complies with **ASTM D-86** Standard
- Made from ASTM E-438 Type 1, Boro 3.3 heat resistance glass
- With 19/26 Joint



Buy Now!

Item Code	Capacity (ml)	Dia. (mm)	Height (mm)	Side Dia (mm)	Arm Length	Pack of
073.206.01	125	68	215	8	100	2



GLASS
BORO
3.3

WHITE
PRINTING

Chemical
Resistant

Диаэм, Москва ■ ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: 8 (800) 234-0508 ■ sales@dia-m.ru

ДИАМ
современная лаборатория

С.-Петербург
spb@dia-m.ru

Новосибирск
nsk@dia-m.ru

Воронеж
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
nba@dia-m.ru

Красноярск
krsk@dia-m.ru

Казань
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
ekb@dia-m.ru

Кемерово
kemerovo@dia-m.ru

Нижний Новгород
nnovgorod@dia-m.ru

мобильное приложение



www.dia-m.ru