

Сравнение продуктов



C-MAG HP 4

ЦЕНА
EUR 593,00

Идент.Но. 0003581600



C-MAG HP 10

ЦЕНА
EUR 891,00

Идент.Но. 0003582000



C-MAG HP 7

ЦЕНА
EUR 652,00

Идент.Но. 0003581800

Кол-во мест	1	1	1
Мощность нагрева	250 W	1500 W	1000 W
Мин. Температура нагрева	50 °C	50 °C	50 °C
Макс. Температура нагрева	500 °C	500 °C	500 °C
Контроль нагрева	Кнопка управления	Кнопка управления	Кнопка управления
Колебание температур нагрева	±10 K	±10 K	
Разъем для подключения контактного термометра		ETS-D5	ETS-D5
Макс. объем	5 l	15 l	10 l
Скорость нагрева	2.5 K/min	5 K/min	5 K/min
Нагревательная пластина материал	Керамика	Керамика	Керамика
Нагревательная пластина размер	100 x 100 mm	260 x 260 mm	180 x 180 mm
Ширина	150 mm	300 mm	220 mm
Глубина	260 mm	415 mm	330 mm
Высота	105 mm	105 mm	105 mm
Вес	2.44 kg	6 kg	4.4 kg
Допустимая температура окр. среды мин.	5 °C	5 °C	5 °C
Допустимая температура окр. среды макс.	40 °C	40 °C	40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %	80 %	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21	IP 21	IP 21
Напряжение	230 / 120 / 100 V	230 / 120 / 100 V	230 / 120 / 100 V
Частота	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Потребляемая мощность	255 W	1505 W	1005 W

Производитель оставляет за собой право технических изменений

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

